




1. Je me connecte avec mon identifiant et mon de passe Anthadine ou Microsoins (accès Wifi ou 3G/4G)




2. Avant de partir en tournée, je prépare le téléchargement des dossiers de mes patients du jour via le menu ☰ afin de pouvoir consulter toutes les informations disponibles en mode déconnecté.




Le mode déconnecté est utile en cas de réseau indisponible lors de la tournée. Les informations saisies seront stockées et seront envoyées sur la base de données lorsqu'une connexion sera disponible via la synchronisation.

3. Je télécharge les dossiers de mes patients du jour afin de disposer des informations en mode déconnecté. Je sélectionne les patients puis je valide ma liste.



Pour chaque dossier patient téléchargé, apparaît la date et l'heure de la dernière mise à jour.

4. Lors de l'ouverture de l'application, mon planning s'affiche (si je dispose d'un planning nominatif). Je sélectionne le patient sur mon planning ou je scanne mon badge NFC. Si besoin j'ajoute une intervention non prévue. Si je n'ai pas de planning nominatif, je passe à l'étape 5.





5. Si je n'ai pas de planning nominatif, je sélectionne mon patient dans la liste des patients en passant par le menu ou bien je scanne mon badge NFC pour arriver sur la séance planifiée chez le patient.

6. Je valide la séance planifiée et si besoin j'ajoute des soins Je valide ma séance Lorsque la séance est validée, elle s'affiche en vert. Si j'ai besoin d'ajouter des informations complémentaires, j'accède au dossier du patient en faisant un retour en arrière



Valider les soins à la sortie du domicile afin que l'heure de fin de séance soit exacte.

7. Je consulte les informations du dossier patient ou j'ajoute des informations complémentaires en passant par des rubriques spécifiques (voir page 3)

8. Lorsque qu'une connexion est disponible, je synchronise les données manuellement afin d'assurer la transmission des données saisies en mode déconnecté et de réceptionner les informations saisies sur le logiciel.

Uniquement en HAD :

- prescriptions (consultation)
- administration traitement
- commandes
- matériel (consultation)




Cette commande est disponible sur mon planning ou sur le dossier du patient.

La synchronisation est automatique dès que l'outil est connecté. Effectuer une synchronisation manuelle permet de récupérer les dernières informations en temps réel.



Les informations du patient



Dossier



ÉTAT-CIVIL

MÉDICAL

CONTACTS

État-civil : Fiche patient avec identité, date de naissance, IPP, date d'entrée, adresse d'intervention et numéros de téléphone

Médical : Dernier GIR / IK et AVQ connus, pathologies, antécédents, diagnostic médecin, allergies, risques, régimes

Contacts : Informations entourage et intervenants



Suivis

Affichage des 5 derniers suivis de : Suivis Staff, Projet Thérapeutique, Suivis Médecin, Suivis Infirmiers, Suivis Préadmission, Suivis Sociaux, Suivis Psy, Suivis diététiques, Autres suivis, Projet de soins



Plans de soins

Consultation de l'intégralité des plans de soins par type d'intervenant et création d'une séance non prévue à partir d'un plan de soins si l'intervenant connecté y est autorisé (ex : même type)



Soins & Interventions


Affichage de l'intégralité des interventions planifiées de la journée par créneau horaire
Consultation et validation des soins réalisés si l'intervenant connecté y est autorisé (ex : même type)



Transmissions ciblées

Affichage des 10 dernières TC actives par défaut, Chargement de toutes les transmissions ciblées du patient, **Création, Modification, Annulation** si la TC n'a pas été synchronisée.

Pour chaque cible :



Transmissions narratives

Création d'une transmission narrative : choix d'une cible et d'une donnée possible.



Constantes

Consultation des 10 dernières saisies par type de constante et **ajout** d'une nouvelle constante



Taille

Pouls

Poids




Evaluations

Consultation 3 dernières évaluations de chaque type, **ajout et modification** (Sauf grille Aggr non présente)



INDICE DE KARNOFSKY

ACTIVITES DE LA VIE QUOTIDIENNE



Documents

Consultation et ajout de documents (GED)

Uniquement en HAD



Prescriptions



Administration Traitements

Consultation des prescriptions en cours

Administration et vérification des traitements (le traitement réalisé apparaît en vert)

Consultation des 5 dernières commandes de DM et **création** d'un bon de commande

Consultation du matériel de service utilisé



Commandes



Matériel


Fonctionnalités du menu et spécificités

Accès au menu via



IDELI INF
Infirmier(e)

mobiSOINS



Liste des patients :

Affichage de tous les patients actifs

Mes plannings :

En mode connecté affichage de mon planning du jour et possibilité de consulter tous mes plannings par date (*en mode déconnecté : affichage du planning du jour et des deux jours suivants*)

Mes traitements (HAD) : Affichage des traitements du jour à administrer par patient (possibilité de consulter les traitements de tous les patients actifs en effectuant un téléchargement)

Mes commandes : consultation des 5 dernières commandes DM réalisées

Mes messages : Réception et envoi de messages, consultation des pièces jointes

Mes collègues : Affichage des intervenants de la journée et des autres jours si besoin (en mode connecté)

Mes contacts : Informations sur le service et les salariés, informations sur les astreintes, informations urgentes

Gestion NFC (option présente lorsque l'utilisateur possède les droits d'accès, sinon option masquée, à activer sur le logiciel Anthadine ou Microsoins) : Lecture des badges, écriture/effacement des badges (paramétrage non disponible sous iOS)

Badge NFC utilisable par tous les soignants (l'option NFC doit être activée sur le téléphone) : ouverture du dossier patient après scannage (disponible sous Android et iOS)

Préférences : configuration du mobile

Autre fonctionnalité (option disponible si elle a été activée sur Anthadine ou Microsoins) :

Choix du véhicule de service utilisé



Mode déconnecté

Le mode déconnecté s'active automatiquement lorsque le smartphone ou la tablette ne sont plus connectés à Internet.

L'application fonctionne sous le mode déconnecté ou dégradé.

Pour accéder aux informations des patients en mode déconnecté, il est nécessaire de télécharger les dossiers de la journée avant de partir en tournée.

Pour cela il faut sélectionner les patients dans la liste et télécharger les dossiers.



La **synchronisation** permet de récupérer les informations présentes sur le serveur et d'envoyer toutes les informations saisies en mode déconnecté.



Informations disponibles en mode connecté et déconnecté

INFORMATIONS MOBISOINS V2		HAD		SSIAD	
		C	D	C	D
Liste patient Salarié	Accès aux patients en cours de séjour du service auquel le salarié est rattaché				
Liste patient Libéral	Accès aux patients en cours de séjour rattachés au libéral				
Info Patient	Identité, date de naissance, IPP, date d'entrée, adresse d'intervention, téléphones				
	mode de PC principal et associé				
	présence d'un statut infectieux				
	Situation au domicile (conditions de vie)				
	Dernier GIR / IK et AVQ connus				
Info Entourage	Identité, lien et numéros de téléphone				
	Personne de confiance / personne à prévenir				
Info Intervenants	Connexes, libéraux, personnels du service, référent au sein du service, médecin traitant				
Info médicales	Pathologies, antécédents				
	Diagnostic Médecin				
	Diagnostic Infirmier				
	Evolutions Médicales				
	Histoire de la maladie				
	Contexte de la demande				
	Allergies				
	Risques				
	Régimes				
Info Suivis	Suivis Staffs	5	5	5	5
	Projet Thérapeutique	5	5	5	5
	Suivis Médecin	5	5	5	5
	Suivis Infirmiers	5	5	5	5
	Suivis Préadmission	5	5	5	5
	Suivis Sociaux	5	5	5	5
	Suivis Psys	5	5	5	5
	Autres suivis	5	5	5	5
	Suivis diététiques	5	5	5	5
	Contenus confidentiels des suivis				
	Recherche de suivi				
	Chargement tous suivis d'un type				
Plan de soins	Consultation des en cours				
	Création d'une séance non prévue à partir d'un plan de soin				
Plannings	Mon planning Salarié	T	3.2	T	3.2
	Mon planning Libéral	T	3.2	T	3.2
	Consultation Plannings à date	RP		RP	
Séances	Validation des séances				
	Ajout de séances non prévues				
	Ajout de détails de séances non prévus				
	Gestion des méta-séances (soins + constantes + évaluations)				
	Appropriation des séances d'autres intervenants de même type				
	Prise en charge des séances d'un soignant générique				
Traitements	Consultation des prescriptions en cours				
	Administration et vérification des traitements				
Cahier de transmissions	Affichage des 10 dernières TC actives par défaut				
	Chargement de toutes les transmissions ciblées du patient				
	Création				
	Modification				
	Annulation	NS		NS	
Trans narratives	Transmissions Narratives				
Constantes	Consultation	10	10	10	10
	Ajout				
Evaluations	Consultation	E3	E3	E3	E3
	Modification				
	Suppression				
Bons de consommables	Commandes patients (5 dernières)				
	Commandes Soignant (5 dernières)				
	Création				
	Prise en charge des modèles de commandes patients				
	Prise en charge des modèles de commandes soignant				
	Modification	\$			
Matériel du service	Consultation				
GED	Consultation				
	Ajout	T		T	
Contacts	Informations sur le service et contacts des salariés				
	Infos Astreinte				
	Service – infos urgentes				
Messagerie	Réception et envois de messages				
	Prise en compte des listes de diffusion				
	Consultation des pièces jointes				
	Envoi de PJ				
Mode NFC	Lecture des badges				
	Ecriture/effacement des badges	@		@	
	Ouverture du dossier patient				
	Validation de fin de séances				

LEGENDE	
C	Connecté
D	Déconnecté
	Informations disponibles
	Informations disponibles en mode déconnecté après téléchargement
	Informations non applicables
5	5 derniers
T	Tous
3.2	3 en cours + 2 prochains
RP	Recherche tout planning
NS	Pour les transmissions non synchronisées
10	Consultation des 10 dernières saisies par type
E3	3 dernières évaluations de chaque type (sauf AGGIR)
\$	Si non validés + articles en cours sur bons validés
@	Sauf sous IOS